

IPL[™] Quantum SR



PHOTORAJEUNISSEMENT DE LA PEAU AVEC IPL QUANTUM SR

- Traitement sans éviction sociale et sans ablation.
- Traitement rajeunissant du visage entier, de la poitrine, du cou et des mains
- La fréquence de répétition de 2 secondes et la taille du spot permettent une procédure rapide et un nombre supérieur de patients traités
- Les paramètres prédéfinis et la commande par écran tactile assurent un emploi simplifié avec polyvalence totale des paramètres pour les traitements individuels personnalisés
- Conception moderne et compacte avec tête de traitement légère et maniable ainsi que refroidissement de la peau intégré.

AJOUTEZ À VOTRE PANOPLIE LA NOUVELLE PROCÉDURE DERMATO-COSMÉTIQUE IPL QUANTUM SR DE LUMENIS

IPL Quantum SR améliore l'aspect de la peau vieillie par le soleil et efface les taches de vieillesse la plupart des pigments foncés bénins et les vaisseaux capillaires éclatés en appliquant un procédé dit de photorajeunissement.

De nouvelles applications novatrices de la technique IPLTM (Intense Pulsed Light) permettent de traiter en une seule procédure les érythèmes vasculaires faciaux et les altérations pigmentaires dues au soleil.



L'écran tactile facilite l'emploi intuitif

IPL™ Quantum SR

Fiche technique

Source lumineuse:	Lumière pulsée intense
Spectres standard (longueur d'onde):	560 - 1200 nm
Spectres facultatifs (longueur d'onde):	590 - 1200 nm 640 - 1200 nm
Densité d'énergie (fluence):	15 - 45 J/cm ²
Séquence d'impulsions:	2 à 3 impulsions
Durée d'impulsion:	6 à 26 ms
Délai entre les impulsions:	5 à 60 ms
Émission:	Couplage direct par guide de lumière à revêtement optique spécial
Format de la tache:	8 x 34 mm
Fréquence de répétition:	0.5 Hz
Refroidissement de la peau intégré:	Approximativement 0 °C

Caractéristiques du système

Alimentation électrique:	200/-240 Vc.a. ± 10%, 16 A, 50/60 Hz, circuit unique réservé
Dimensions:	40 x 40 x 100 cm
Poids:	75 kg

UNE TECHNOLOGIE FACILE D'EMPLOI QUI RAJEUNIT LA PEAU EN TRAITANT TOUS LES SIGNES DE PHOTOVIEILLEMENT

Ce traitement emploie la technologie IPL™ à large spectre sans laser. Généralement, une série de cinq traitements du visage entier étalés sur quatre mois produit des résultats cosmétiques remarquables.

LA TÊTE DE TRAITEMENT SR



La conception moderne et compacte du système se distingue par une pièce à main légère et maniable et par le refroidissement de la peau intégré.

Lumenis Inc.
 2400 Condensa Street
 Santa Clara, CA 95051 USA
 Tel 408 764 3000
 800 635 1313
 Fax 408 764 3999
 800 505 1133

Lumenis (HOLLAND) BV
 Amstelveen, Pays-Bas
 Tel + 31 20 347 50 60
 Fax + 31 20 347 50 99

Lumenis (GERMANY) GmbH
 Dieburg, Allemagne
 Tel + 49 6071 922 0
 Fax + 49 6071 922 400

Lumenis (FRANCE) SARL
 Suresnes, France
 Tel + 33 1 41 44 99 99
 Fax + 33 1 47 28 99 09

Lumenis (ITALY) Srl.
 Rome, Italie
 Tel + 39 06 90 75 230
 Fax + 39 06 90 75 269

Lumenis (UK) Ltd.
 London, R-U
 Tel + 44 20 8324 4200
 Fax + 44 20 8324 4222

Lumenis Ltd.
 Yokneam, Israël
 Tel + 972 4 959 9000
 Fax + 972 4 959 9050

Lumenis (JAPAN) Co. Ltd.
 Tokyo, Japon
 Tel + 81 3 5789 8300
 Fax + 81 3 5789 8310

Lumenis (HK) Ltd.
 Kowloon, Hong Kong
 Tel + 852 2174 2800
 Fax + 852 2722 5151

Lumenis (HOLLAND) BV
 Beijing Office
 Beijing, Chine
 Tel + 86 10 6510 2620
 Fax + 86 10 6510 2621

Lumenis (SWEDEN) AB
 Kristianstad, Suède
 Tel + 46 44 21 21 26
 Fax + 46 44 21 21 79

internet: www.Lumenis.com

email: information@lumenis.com



Attention: Aux termes de la loi des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur son ordonnance.

Lumenis, son logo et Quantum sont des marques commerciales ou des marques déposées du groupe d'entreprises Lumenis. Les caractéristiques techniques des produits sont sujettes à modification sans préavis. Copyright © 2002, the Lumenis group of companies. Tous droits réservés.