

# IPL™ Quantum SR




## TRATTAMENTI CUTANEI IPL DI FOTORINGIOVAMENTO MEDIANTE IPL QUANTUM SR

- Trattamento non ablativo che non richiede tempi di recupero
- Trattamento dell'intero viso, del torace, del collo e delle mani per ottenere un aspetto più giovanile
- La frequenza di ripetizione di due secondi ed uno spot di grandi dimensioni consentono di effettuare la procedura in poco tempo e di trattare un elevato numero di pazienti
- I parametri predeterminati e lo schermo attivo a sfioramento semplificano il funzionamento e la completa versatilità dei parametri permette di personalizzare ciascun trattamento
- Design compatto e moderno e testina di trattamento facile da impugnare e leggera, munita di raffreddamento integrato a contatto

**L'IPL QUANTUM SR DELLA LUMENIS PERMETTE DI AGGIUNGERE AI SERVIZI DI AMBULATORIO UNA DELLE NUOVE PROCEDURE COSMETICHE DI PIÙ RAPIDA DIFFUSIONE**

Grazie al processo detto di fotoringiovanimento, l'IPL Quantum SR consente di migliorare l'aspetto della pelle invecchiata dall'esposizione ai raggi solari, di rimuovere le macchie dell'età (efelidi causate dal sole), la maggior parte dei pigmenti marroni benigni, nonché i capillari rotti.

Le innovative applicazioni di Luce Pulsata ad Alta Intensità, Intense Pulsed Light ( IPLTM) consentono di trattare sia l'eritema vascolare del viso che i danni pigmentari causati dal sole.



Schermo a sfioramento d'uso intuitivo

# IPL<sup>TM</sup> Quantum SR

## Caratteristiche tecniche

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Fonte luminosa:                       | Luce Pulsata ad Alta intensità                                   |
| Spettri standard (lunghezza d'onda):  | 560 - 1200 nm  |
| Spettri opzionali (lunghezza d'onda): | 590 - 1200 nm<br>640 - 1200 nm                                   |
| Densità di energia (fluenza):         | 15 - 45 J/cm <sup>2</sup>  |
| Sequenza di impulsi:                  | 2 - 3 impulsi  |
| Durata degli impulsi:                 | 6 - 26 ms  |
| Intervallo fra impulsi:               | 5 - 60 ms  |
| Erogazione:                           | accoppiamento diretto tramite guida luminosa con filtro trattato |
| Spot:                                 | 8 x 34 mm  |
| Frequenza di ripetizione:             | 0.5 Hz   |
| Raffreddamento cutaneo integrato:     | circa 0° C   |

## Caratteristiche del sistema

|                      |   |
|----------------------|---|
| Requisiti elettrici: | 200-240 V CA ±10%, 16 A, 50/60 Hz, linea unica dedicata |
| Dimensioni fisiche:  | 40 x 40 x 100 cm  |
| Peso:                | 75 kg   |

## TECNOLOGIA DI FACILE IMPIEGO PER IL TRATTAMENTO DEI CAPILLARI ROTTI E DELLE EFELIDI CAUSATE DAL SOLE PER RIDARE ALLA PELLE UN ASPETTO PIÙ GIOVANILE

Questo trattamento di qualità superiore per lesioni vascolari e pigmentate impiega la tecnologia non laser IPL<sup>TM</sup> a vasto spettro. In genere, una serie di cinque trattamenti sull'intero volto effettuati nel corso di quattro mesi produce risultati cosmetici notevoli.

## TESTINA DI TRATTAMENTO SR



Il design compatto e moderno del sistema prevede un manipolo di trattamento leggero e maneggevole, munito di sistema di raffreddamento cutaneo integrato.



Avvertenza: negli Stati Uniti d'America la vendita di questo dispositivo è consentita esclusivamente a medici o dietro presentazione di ricetta medica.

Lumenis, il relativo logo e Quantum sono marchi di fabbrica o marchi depositati del gruppo di società Lumenis. Le caratteristiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. Copyright © 2002, Gruppo di società Lumenis. Tutti i diritti sono riservati.

**Lumenis Inc.**  
 2400 Condensa Street  
 Santa Clara, CA 95051 USA  
 Tel + 408 764 3000  
       800 635 1313  
 Fax + 408 764 3999  
       800 505 1133

**Lumenis (HOLLAND) BV**  
 Amstelveen, Paesi Bassi  
 Tel + 31 20 347 50 60  
 Fax + 31 20 347 50 99

**Lumenis (GERMANY) GmbH**  
 Dieburg, Germania  
 Tel + 49 6071 922 0  
 Fax + 49 6071 922 400

**Lumenis (FRANCE) SARL**  
 Suresnes, Francia  
 Tel + 33 1 41 44 99 99  
 Fax + 33 1 47 28 99 09

**Lumenis (ITALY) Srl.**  
 Formello (RM), Italia  
 Tel + 39 06 90 75 230  
 Fax + 39 06 90 75 269

**Lumenis (UK) Ltd.**  
 Londra, Regno Unito  
 Tel + 44 20 8324 4200  
 Fax + 44 20 8324 4222

**Lumenis Ltd.**  
 Yokneam, Israele  
 Tel + 972 4 959 9000  
 Fax + 972 4 959 9050

**Lumenis (JAPAN) Co. Ltd.**  
 Tokyo, Giappone  
 Tel + 81 3 5789 8300  
 Fax + 81 3 5789 8310

**Lumenis (HK) Ltd.**  
 Kowloon, Hong Kong  
 Tel + 852 2174 2800  
 Fax + 852 2722 5151

**Lumenis (HOLLAND) BV**  
 Beijing Office  
 Pechino, Cina  
 Tel + 86 10 6510 2620  
 Fax + 86 10 6510 2621

**Lumenis (SWEDEN) AB**  
 Kristianstad, Svezia  
 Tel + 46 44 21 21 26  
 Fax + 46 44 21 21 79

internet: [www.Lumenis.com](http://www.Lumenis.com)

email: [information@lumenis.com](mailto:information@lumenis.com)